


Wb 및 Elisa용 항부티릴콜린에스테레이스 단일클론 항체 - P06276

품목 번호: CM0011178



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 부티릴콜린에스테레이스(Butyrylcholinesterase, P06276)를 표적으로 합니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 신경전달물질 분해 및 유기인산염 해독 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	부티릴콜린에스테레이스 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	E1; CHE1; CHE2; BCHED; 부티릴콜린에스테레이스
종	인간
GeneID (인간)	590
GeneID	590
면역원	합성 펩타이드: 인간 부티릴콜린에스테레이스(P06276)의 아미노산 500~602번에 해당하는 서열로 합성된 펩타이드입니다.
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06276
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩