


Wb, Elisa용 항부티릴콜린에스터레이스 토끼 다클론 항체 - P06276

품목 번호: CM0018494



소개

인간 부티릴콜린에스터레이스(BCHE)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 신경생물학 및 독성학 연구와 분석법 개발을 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	부티릴콜린에스터레이스 토끼 다클론 항체
비고/별칭	E1; CHE1; CHE2; BCHED; 부티릴콜린에스터레이스
종	인간
유전자 ID (인간)	590
유전자 ID	590
면역원	재조합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P06276
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩