

Wb 및 Elisa용 Anti-Bves (Popdc1) 폴리클로날 항체 - Q8Ne79

품목 번호: CM0015504

소개

인간 BVES (POPDC1)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 타이트 접합(tight junction), 심장 기능 및 근육 재생 연구에 적합합니다. 교차 반응성: 인간. 예상 MW: 41 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BVES Rabbit pAb
비고/별칭	POPI; HBVES; CARICK; LGMD2X; POPDC1; LGMDR25; BVES
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	11149
면역원(Immunogen)	인간 BVES (NP_001186492.1)의 아미노산 241-360을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8NE79
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)