


Anti-Bysl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13895

품목 번호: CM0016842



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 BYSL 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 리보솜 생합성 및 rRNA 처리에 관여하는 50 kDa 단백질인 바이스틴을 표적으로 합니다. 태반 및 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BYSL Rabbit pAb
비고/별칭	Enp1; BYSTIN; BYSL
종	인간
유전자 ID (인간)	705
면역원	인간 BYSL (NP_004044.3)의 아미노산 120-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13895
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백