

Wb, Elisa용 Anti-Bzip46 폴리클로날 항체 - Q69Tw5

품목 번호: CM0023957

소개

벼 bZIP46 전사 인자에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 앱시식산 신호 전달 및 스트레스 반응 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	bZIP46 Rabbit pAb
비고/별칭	P0701E03.2; bZIP46
종	Oryza sativa (벼)
GeneID	4340462
면역원	재조합 단백질 Oryza sativa bZIP46의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (Q69TW5)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q69TW5
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백