


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-C-Abl Rabbit Polyclonal Antibody - P00519

품목 번호: CM0017688



소개

인간 c-Abl (ABL1)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 세포 성장, 생존, DNA 손상 반응 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	c-Abl Rabbit pAb
비고/별칭	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
종	인간
GeneID (Human)	25
GeneID	25
면역원	인간 c-Abl (NP_005148.2)의 아미노산 1000-1130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P00519
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백