


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-C-Fos 토끼 단일클론 항체 - P01100

품목 번호: CM0007000



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증된 재조합 토끼 단일클론 c-Fos 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 c-Fos와 반응합니다. AP-1 전사인자 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	c-Fos 토끼 mAb
비고/별칭	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
종	인간
유전자 ID (인간)	2353
유전자 ID	2353
면역원	인간 c-Fos의 아미노산 211~281에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005243.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P01100
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백