


Wb, Ip, Elisa용 Anti-C-Fos 토끼 다클로날 항체 - P01100

품목 번호: CM0016528



소개

사람 샘플(WB, IP, ELISA)에서 검증된 c-Fos 토끼 다클로날 항체입니다. 세포 증식 및 분화의 주요 조절 인자인 AP-1 전사 인자 서브유닛 c-Fos (41 kDa)를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	c-Fos Rabbit pAb
비고/별칭	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	2353
유전자 ID	2353
면역원(Immunogen)	사람 c-Fos (NP_005243.1)의 아미노산 1-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P01100
단백질 분자량	41 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)