


Wb 및 Elisa용 Anti-C-Jun Rabbit Polyclonal Antibody - P05412

품목 번호: CM0018168



소개

c-Jun Rabbit Polyclonal Antibody (pAb)는 웨스턴 블롯 (WB) 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 이 항체는 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 c-Jun 전사 인자를 검출하므로 AP-1 경로 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	c-Jun Rabbit pAb
비고/별칭	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
종	인간
GeneID (인간)	3725
GeneID	3725
면역원	인간 c-Jun (NP_002219.1)의 아미노산 1-70 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P05412
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백