


Wb, If/Icc, Elisa용 항-C-Jun 토끼 다클론 항체 - P05412

품목 번호: CM0018659



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 c-Jun 토끼 다클론 항체(pAb). AP-1 신호전달 및 종양발생에 관여하는 전사인자인 인간 및 생쥐 c-Jun(36kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	c-Jun 토끼 pAb
비고/별칭	API; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
종	인간
유전자 ID (인간)	3725
유전자 ID	3725
면역원	c-Jun (NP_002219.1)의 아미노산 90-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P05412
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩