

Wb, Elisa용 Anti-C-Maf 폴리클로날 항체 - O75444

품목 번호: CM0016767

소개

WB 및 ELISA용 c-Maf (MAF) 표적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 c-Maf를 검출합니다. 수정체 발달, Th2 세포 조절, 및 발암에 관여하는 전사인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	c-Maf Rabbit pAb
비고/별칭	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
종(Species)	사람(Human)
GeneID	4099 (Human)
면역원(Immunogen)	사람 c-Maf (NP_005351.2)의 아미노산 314-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75444
단백질 분자량(Protein Weight)	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)