


Wb, Elisa용 Anti-C-Myc 폴리클로날 항체 - P01106

품목 번호: CM0022937



소개

인간 c-Myc (MYC, bHLHe39)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간 및 마우스 c-Myc 단백질(~51 kDa)을 검출합니다. 암, 줄기세포 및 전사 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	c-Myc 토끼 pAb
비고/별칭	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
종	인간
GeneID	4609
면역원	합성 펩타이드: 인간 c-Myc (NP_001341799.1)의 아미노산 347-439에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01106
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백