


Wb, Elisa용 Anti-C-Myc 토끼 다클론 항체 - P01106

품목 번호: CM0016390



소개

c-Myc 전사 인자에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스에서 WB와 ELISA에 대해 검증되었습니다. 종양유전자 신호전달, 전사 조절 및 줄기세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	c-Myc 토끼 pAb
비고/별칭	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
종	인간
GeneID (인간)	4609
GeneID	4609
면역원	인간 c-Myc(NP_001341799.1)의 아미노산 347-439에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01106
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩