

Anti-C-Peptide Rabbit Monoclonal Antibody For If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P01308

품목 번호: CM0005156



소개

C-Peptide를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 당뇨병 연구 및 베타세포 기능 모니터링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C-Peptide Rabbit mAb
비고/별칭	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; C-Peptide
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3630
유전자 ID	3630
면역원(Immunogen)	사람 INS (NP_000198.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibody)
애플리케이션	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	P01308
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백