


Wb, Elisa용 항-C-반응성 단백질(Crp) 다클론 항체 - P02741

품목 번호: CM0014357



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었으며 마우스 교차 반응성을 보유한 토끼 항-인간 C-반응성 단백질(CRP) 다클론 항체입니다. 급성기 단백질 및 숙주 방어 연구와 IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	C-반응성 단백질(CRP) 토끼 pAb
비고/별칭	PTX1; C-반응성 단백질(CRP)
종	인간
유전자 ID(인간)	1401
유전자 ID	1401
면역원	인간 C-반응성 단백질(CRP)(NP_000558.2)의 아미노산 1-50 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P02741
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩