


Wb 및 Elisa용 Anti-C10Orf2 토끼 다클로날 항체 - Q96Rr1

품목 번호: CM0028968



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-C10orf2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트의 Twinkle mtDNA 헬리카제를 검출하며, 미토콘드리아 DNA 복제 및 복구 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C10orf2 Rabbit pAb
비고/별칭	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDPS7; PRLTS5; C10orf2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	56652
유전자 ID	56652
면역원(Immunogen)	인간 C10orf2 (NP_068602.2)의 아미노산 135-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96RR1
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)