

Wb, If/Icc, Elisa용 항-C10Orf32 다클론 항체 - Q96B45

품목 번호: CM0029322

소개

인간 C10orf32(BORCS7)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 랫트와 교차 반응합니다. 세포 내 수송 및 리소좀 위치 결정에 관여하는 리소좀 연관 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C10orf32 토끼 pAb
비고/별칭	C10orf32
종	인간
유전자ID	119032
면역원	재조합 단백질 인간 C10orf32(NP_653192.2)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q96B45
단백질 분자량	12kDa
배송 방법	아이스 팩