

Wb, Elisa용 항-C10Orf67 토끼 다클론 항체 - Q8Iyj2

품목 번호: CM0021990

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 항-C10orf67 토끼 다클론 항체입니다. 인간 C10orf67을 표적으로 하며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C10orf67 토끼 pAb
비고/별칭	C10orf115; LINC01552; C10orf67
종	인간
유전자ID (인간)	256815
유전자ID	256815
면역원	C10orf67 (NP_001338235.1)의 아미노산 68-243에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8IYJ2
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백