

## Wb, Elisa용 항-C14Orf166/Rtraf 토끼 다클론 항체 - Q9Y224

품목 번호: CM0027758



### 소개

인간 C14orf166 (RTRAF)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 시료와 반응합니다. 단백질 분자량은 28 kDa입니다. tRNA 스플라이싱 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | C14orf166 토끼 pAb                                                 |
| 비고 / 별칭 | CLE; CLE7; hCLE; CGI99; RLLM1; hCLE1; CGI-99; LCRP369; C14orf166 |
| 종       | 인간                                                               |
| 유전자ID   | 51637                                                            |
| 면역원     | 인간 C14orf166 (NP_057123.1)의 아미노산 1-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 생산 기원   | 토끼                                                               |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                           |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스                                                          |
| SWISS   | Q9Y224                                                           |
| 단백질 분자량 | 28kDa                                                            |
| 배송 방법   | 아이스 팩                                                            |