


Wb 및 Elisa용 항-C17Orf70 토끼 다클론 항체 - Q0Vg06

품목 번호: CM0030575



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-C17orf70 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 래트 C17orf70(FAAP100)을 인식합니다. DNA 손상 복구 및 판코니 빈혈 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C17orf70 토끼 pAb
비고/별칭	C17orf70
종	인간
유전자ID	80233
면역원	인간 C17orf70 (NP_079437.5)의 아미노산 652-881에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q0VG06
단백질 분자량	93kDa
배송 방식	아이스 팩