

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-C18Orf8 토끼 다클론 항체 - Q96Dm3

품목 번호: CM0020235



소개

C18orf8/RMC1 (MIC1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 자가포식 및 엔도솜 수송 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	C18orf8 토끼 pAb
비고/별칭	MIC1; Mic-1; WDR98; C18orf8; HsT2591
종	인간
유전자 ID (인간)	29919
유전자 ID	29919
면역원	인간 C18orf8 (NP_037458.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96DM3
단백질 분자량	75kDa
배송 방식	아이스백