

Wb 및 Elisa용 항-C1Galt1C1 토끼 다클론 항체 - Q96Eu7

품목 번호: CM0028002

소개

C1GALT1C1 토끼 pAb는 O-글리칸 생합성에 관여하는 인간 C1GALT1C1(COSMC) 샤페론을 표적으로 하는 WB 및 ELISA에서 검증된 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C1GALT1C1 토끼 pAb
비고/별칭	TNPS; COSMC; MST143; C1GALT2; HSPC067; C38H2-L1; C1GALT1C1
종	인간
유전자 ID (인간)	29071
유전자 ID	29071
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96EU7
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩