

Anti-C1Orf146/Spo16 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q3Kqp7

품목 번호: CM0023768

소개

마우스 SPO16/C1orf146를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 SPO16(~21 kDa)을 검출합니다. 감수분열 및 접합염색체 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C1orf146 Rabbit pAb
비고/별칭	SCRE, Spo16, C1orf146
종	마우스
유전자 ID	76421
면역원	마우스 C1orf146 (NP_877422.2)의 아미노산 47-173에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	래빗
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q3KQP7
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩