


Wb, Elisa용 Anti-C1Qa 폴리클로날 항체 - P02745

품목 번호: CM0021099



소개

WB 및 ELISA용 인간 C1QA에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐에서 검증되었습니다. 전통적 보체 경로의 핵심 개시제인 보체 C1q 서브컴포넌트 서브유닛 A를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C1QA Rabbit pAb
비고/별칭	C1QD1; C1QA
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	712
유전자 ID	712
면역원	인간 C1QA (NP_001334394.1)의 아미노산 23-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P02745
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 백(Ice bag)