

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-C1Qa 폴리클론항체 - P98086

품목 번호: CM0023445

소개

마우스 C1qa를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫드 C1qa(26kDa)를 인식합니다. 보체 고전 경로 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C1qa Rabbit pAb
비고/별칭	C1q; Adic; C1qa
종	마우스
유전자 ID	12259
면역원	마우스 C1qa (NP_031598.2)의 아미노산 23-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P98086
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백