


Wb, Elisa용 Anti-C1QB 폴리클로날 항체 - P02746

품목 번호: CM0030836



소개

인간 C1QB에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. 보체 고전 경로 연구 및 면역 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C1QB Rabbit pAb
비고/별칭	C1QD2; C1QB
종	Human (인간)
GeneID (Human)	713
GeneID	713
면역원	인간 C1QB (NP_000482.3)의 아미노산 104-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	P02746
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백