

Wb 및 Elisa용 Anti-C1Qtnf5 폴리클로날 항체 - Q9Bxj0

품목 번호: CM0029439



소개

인간 C1QTNF5 (CTRP5)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 재조합 단백질 면역원. 세포외 기질 및 망막 변성 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C1QTNF5 토끼 pAb
비고/별칭	MFRP, CTRP5, C1QTNF5
종	인간
유전자 ID (인간)	114902
면역원	인간 C1QTNF5 (NP_056460.1)의 아미노산 16-243에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BXJ0
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백