

If/Icc 및 Elisa용 항-C1R 다클론 항체 - P00736

품목 번호: CM0025934



소개

인간 C1R(보체 C1r 서브컴포넌트, EDS8, EDSPD1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 인간과 마우스와 교차 반응합니다. 보체 경로 및 선천성 면역 연구에 활용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C1R 토끼 pAb
비고/별칭	EDS8; EDSPD1; C1R
종	인간
유전자ID (인간)	715
유전자ID	715
면역원	인간 C1R (NP_001724.3)의 아미노산 466-705에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00736
단백질 분자량	80kDa
배송 방식	아이스백