

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-C1R Rabbit Polyclonal Antibody - P00736

품목 번호: CM0019982



소개

인간 C1R에 대한 토끼 폴리클로날항체로, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 보체 경로 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C1R Rabbit pAb
비고/별칭	EDS8; EDSPD1
종	인간
GeneID (인간)	715
GeneID	715
면역원	인간 C1R(NP_001724.4)의 아미노산 18-190에 해당하는 서열을 기반으로 한 재조합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00736
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백