

Wb, Elisa용 항C1S 다클론 항체 - P09871

품목 번호: CM0028101



소개

인간 C1S에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 고전적 보체 경로 연구에 유용합니다. 단백질 분자량: 77kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C1S 토끼 pAb
비고/별칭	EDSPD2; C1S
종	인간
GeneID (인간)	716
GeneID	716
면역원	인간 C1S (NP_958850.1)의 아미노산 479-688에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P09871
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백