

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-C21Orf33 폴리클로날 항체 - P30042

품목 번호: CM0026809

소개

인간 C21orf33를 표적으로 하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐 샘플과 교차 반응합니다. 단백질 검출 및 IVD 원료 자재 조달에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] C21orf33 Rabbit pAb
비고/별칭	ESI; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8209
GeneID	8209
면역원(Immunogen)	인간 C21orf33 (NP_004640.4)의 아미노산 42-268에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P30042
단백질 분자량(Protein Weight)	24kDa/28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)