

Anti-C21Orf33 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증) For Wb, Elisa - P30042

품목 번호: CM0021861

소개

KO 검증된, 인간 C21orf33 (ES1, HES1, KNPH)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 적합; 마우스 및 래트와 교차 반응. 세포 내 환경에서 C21orf33 기능 탐구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] C21orf33 Rabbit pAb
비고/별칭	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
종	인간
유전자 ID (인간)	8209
유전자 ID	8209
면역원	인간 C21orf33 (NP_004640.4)의 아미노산 42-268에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30042
단백질 분자량	24kDa/28kDa
배송	아이스백