

Wb 및 Elisa용 Anti-C2Cd5 토끼 다클로날 항체 - Q86Ys7

품목 번호: CM0016149

소개

인간 C2CD5를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 포도당 수송 및 인슐린 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C2CD5 Rabbit pAb
비고/별칭	CDP138; KIAA0528; C2CD5
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9847
유전자 ID	9847
항원(Immunogen)	인간 C2CD5 (NP_001273103.1)의 아미노산 732-1051에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q86YS7
단백질 분자량	110kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)