

Wb, If/Icc, Elisa용 항-C3 토끼 단클론 항체 - P01024

품목 번호: CM0012812



소개

인간 C3에 대한 토끼 단클론 항체로, C3c 영역(아미노산 1364-1663)을 표적으로 합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 보체 경로 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C3 토끼 mAb
비고/별칭	ASP, C3a, C3b, AHUS5, ARMD9, CPAMD1, HEL-S-62p
종	인간
유전자ID (인간)	718
유전자ID	718
면역원	인간 C3c (NP_000055.2)의 아미노산 1364-1663에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01024
단백질 분자량	187kDa
배송	아이스 팩