


Wb, Elisa용 Anti-C3 토끼 다클론 항체 - P01027

품목 번호: CM0021758



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 C3 토끼 다클론 항체(pAb). 높은 특이성으로 마우스 및 랫드 보체 C3(186 kDa)를 검출합니다. 보체 경로 연구 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C3 토끼 pAb
비고/별칭	ASP; Plp; HSE-MSF; C3
종	마우스
유전자 ID(사람)	718
유전자 ID	12266
면역원	합성 펩타이드 마우스 C3(NP_033908.2)의 아미노산 1159-1286 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P01027
단백질 분자량	186kDa
배송	아이스팩