

Wb, If-P, Elisa용 Anti-C3c Rabbit Polyclonal Antibody - P01024

품목 번호: CM0023315



소개

C3c Rabbit pAb은 WB, IF-P 및 ELISA 애플리케이션을 위해 인간 C3c에 대해 생성된 폴리클로날 항체입니다. 이 항체는 선천성 면역의 주요 구성 요소인 보체 C3 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C3c Rabbit pAb
비고/별칭	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; C3c
종	인간(Human)
GeneID (인간)	718
GeneID	718
면역원	인간 C3c의 아미노산 1364-1663에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_000055.2)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01024
단백질 분자량	187kDa
배송	아이스백