

Wb 및 Elisa용 Anti-C3Orf38 Rabbit Monoclonal Antibody - Q5Jpi3

품목 번호: CM0002123

소개

인간 세포사멸 연구용 고품질 C3orf38 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 특성이 규명되지 않은 단백질 C3orf38(38kDa, SWISS: Q5JPI3)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C3orf38 Rabbit mAb
종	인간
유전자 ID (인간)	285237
유전자 ID	285237
면역원	인간 C3orf38 (Q5JPI3)의 아미노산 51-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5JPI3
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백