

Wb 및 Elisa용 항C4Bpa 다클론 항체 - P04003

품목 번호: CM0026339



소개

C4b 결합 단백질 알파 사슬(C4BPA)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 보체 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C4BPA 토끼 pAb
비고/별칭	PRP; C4BP; C4BPA
종	사람
유전자ID (사람)	722
유전자ID	722
면역원	합성 펩티드 사람 C4BPA (NP_000706.1)의 아미노산 500번부터 C-말단까지의 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P04003
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스 팩