

Anti-C4Bpb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P20851

품목 번호: CM0025811

소개

인간 C4BPB에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 보체 경로 조절자인 C4b-결합 단백질 베타 사슬을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C4BPB Rabbit pAb
비고/별칭	C4BP; C4BPB
종	인간
GeneID	725
면역원	인간 C4BPB (NP_001017364.1)의 아미노산 17-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P20851
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백