

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-C4C Rabbit Polyclonal Antibody - P0C0L5

품목 번호: CM0024145



소개

인간 C4c (Complement C4-B)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 보체 경로 및 선천성 면역 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C4c Rabbit pAb
비고/별칭	CH; C4F; CO4; C4B1; C4B2; C4B3; C4B5; C4BD; C4B12; C4B_2; CPAMD3; C4c
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	721
GeneID	721
면역원(Immunogen)	인간 C4c (NP_001002029.3)의 아미노산 1337-1446에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P0C0L5
단백질 분자량	192kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)