


Wb, Ihc-P, Elisa용 항C5Ar1 다클론 항체 - P21730

품목 번호: CM0021193



소개

C5AR1 토끼 pAb는 C5a 아나필라톡신 주화성 수용체를 표적으로 하는 다클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐에서 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 염증 및 면역세포 주화성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C5AR1 토끼 pAb
비고/별칭	C5A; C5AR; C5R1; CD88; C5AR1
종	사람
유전자ID (사람)	728
유전자ID	728
면역원	제조합 단백질: 사람 C5AR1 (NP_001727.2)의 아미노산 1-282에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P21730
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백