

Wb, Elisa용 Anti-C5/C5a 폴리클로날 항체 - P01031

품목 번호: CM0026256



소개

인간 C5/C5a를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 보체 시스템 및 염증 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	C5/C5a Rabbit pAb
비고/별칭	C5D; C5a; C5b; ECLZB; CPAMD4; C5/C5a
종	인간
GeneID (Human)	727
면역원	인간 C5/C5a (NP_001726.2)의 아미노산 1567-1676에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01031
단백질 분자량	188kDa
배송	아이스백