

## Wb 및 Elisa용 Anti-C6Orf25 (G6B) 토끼 다클론 항체 - O95866

품목 번호: CM0017542



### 소개

인간 C6orf25 (G6b)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 혈소판 및 거핵세포 억제 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | C6orf25 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | G6b; NG31; G6b-B; THAMY; C6orf25                                |
| 종           | 인간                                                              |
| GeneID (인간) | 80739                                                           |
| GeneID      | 80739                                                           |
| 면역원         | 인간 C6orf25 (NP_612121.1)의 아미노산 18-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                              |
| 분류          | 다클론 항체                                                          |
| 적용          | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                     |
| SWISS       | O95866                                                          |
| 단백질 분자량     | 26kDa                                                           |
| 배송          | 아이스팩                                                            |