


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-C7 폴리클로널 항체 - P10643

품목 번호: CM0030387



소개

인간 C7을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 C7을 검출합니다. 보체 막 공격 복합체 형성 및 숙주 방어 기전 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	C7 Rabbit pAb
비고/별칭	C7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	730
GeneID	730
면역원(Immunogen)	인간 C7 (NP_000578.2)의 아미노산 22-270 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P10643
단백질 분자량(Protein Weight)	94kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)