

Wb, Elisa용 Anti-C7Orf50/Cholesin 다클론 항체 - Q9Brj6

품목 번호: CM0013701

소개

재조합 단백질(아미노산 1-194)을 항원으로 사용하여 제작한 인간 C7orf50(cholesin) 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 약 22 kDa에서 밴드를 검출합니다. 콜레스테롤 대사 및 호르몬 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C7orf50 토끼 pAb
비고/별칭	YCR016W; C7orf50
종	인간
GeneID	84310
면역원	인간 C7orf50(NP_115726.1)의 아미노산 1-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BRJ6
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩