

Anti-C8Orf4 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Nr00

품목 번호: CM0024891

소개

인체 C8orf4 (TC1/TC-1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며 세포 증식, 분화 및 염증 신호 전달을 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C8orf4 토끼 pAb
비고/별칭	TC1; TC-1; C8orf4
종	인간
유전자 ID (인간)	56892
유전자 ID	56892
면역원	인간 C8orf4(NP_064515.1)의 아미노산 1-106에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NR00
단백질 무게	12kDa
배송	아이스팩