


Wb, Elisa용 항-C9 토끼 다클론 항체 - P02748

품목 번호: CM0030730



소개

Western blot 및 ELISA로 검증된 C9 토끼 다클론 항체입니다. 막 공격 복합체(MAC)의 기공 형성 서브유닛인 인간 및 마우스 보체 성분 C9를 검출합니다. 선천 면역 및 보체 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C9 토끼 pAb
비고/별칭	C9D; ARMD15; C9
종	인간
유전자 ID (인간)	735
유전자 ID	735
면역원	인간 C9의 아미노산 22-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001728.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P02748
단백질 무게	63kDa
배송	아이스팩