

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-C9Orf114 토끼 다클로날 항체 - Q5T280

품목 번호: CM0021384



소개

인간 C9orf114 (CENP32/SPOUT1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 염색체 생물학, 유사 분열 방추 조직 및 rRNA 메틸화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	C9orf114 Rabbit pAb
비고/별칭	CENP32; CENP-32; HSPC109; C9orf114
종	인간 (Human)
유전자 ID	51490 (human)
면역원	인간 C9orf114 (NP_057474.2)의 아미노산 163-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q5T280
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백