


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-C9Orf72 다클론 항체 - Q96Lt7

품목 번호: CM0023396



소개

인간 C9orf72(aa 9-200)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 자가포식 및 신경퇴행에 관여하는 표적 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C9orf72 토끼 pAb
비고/별칭	ALSFTD, DENND9, FTDALS, DENNL72, FTDALS1, C9orf72
종	인간
GeneID (인간)	203228
GeneID	203228
면역원	인간 C9orf72 (NP_001242983.1)의 아미노산 9-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96LT7
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩