


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Ca13 다클론 항체 - Q8N1Q1

품목 번호: CM0016589



소개

인간 탄산무수화효소 13(CA13)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. pH 조절 및 대사적 이산화탄소 전환 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CA13 토끼 pAb
비고/별칭	CAXIII; CA13
종	인간
유전자ID (인간)	377677
유전자ID	377677
면역원	인간 CA13 (NP_940986.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8N1Q1
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스팩